
Subject: Derminator Kartusche säubern/ desinfizieren ?

Posted by [krx](#) on Sun, 14 Aug 2016 08:28:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Servus zusammen,

ich weiß, dass es in der Selbsthilfe einen Beitrag dazu gibt,
nun meine Frage - wenn ch die Kartusche in 96% Ethanol einlege für 24Stunden - das dürfte
reichen, oder ?

Kopfhaut wird davor noch mit Betaisodona eingerieben, bevor das Massaker losgeht.

Subject: Aw: Derminator Kartusche säubern/ desinfizieren ?

Posted by [pilos](#) on Sun, 14 Aug 2016 09:30:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

was ist die kartusche?

96% funktioniert nicht

80% muss es sein

Subject: Aw: Derminator Kartusche säubern/ desinfizieren ?

Posted by [krx](#) on Sun, 14 Aug 2016 10:34:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Sun, 14 August 2016 11:30was ist die kartusche?

96% funktioniert nicht

80% muss es sein

hab ich auch rausgefunden, wegen der permeabilität.

Auswechselbare Kartusche mit den Nadeln.

Mal schauen wo ich hier die 80 % herbekomme.

Subject: Aw: Derminator Kartusche säubern/ desinfizieren ?

Posted by [pilos](#) on Sun, 14 Aug 2016 10:39:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

krx schrieb am Sun, 14 August 2016 13:34

Auswechselbare Kartusche mit den Nadeln.

bild

Zitat:

Mal schauen wo ich hier die 80 % herbekomme.

wozu?

83 ml bzw 66g ethanol 96% +17ml/17g wasser sind 80%

Subject: Aw: Derminator Kartusche säubern/ desinfizieren ?

Posted by [krx](#) on Sun, 14 Aug 2016 11:32:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Sun, 14 August 2016 12:39krx schrieb am Sun, 14 August 2016 13:34

Auswechselbare Kartusche mit den Nadeln.

bild

Zitat:

Mal schauen wo ich hier die 80 % herbekomme.

wozu?

83 ml bzw 66g ethanol 96% +17ml/17g wasser sind 80%

Bewusst. Aber 96% wird hier auch nicht so einfach... das war eigentlich schon die erste Huerde

<http://shop.owndoc.com/images/9-needle-cartridge-derminator.jpg>

Subject: Aw: Derminator Kartusche säubern/ desinfizieren ?

Posted by [pilos](#) on Sun, 14 Aug 2016 12:33:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das teil ist aus pmma oder polycarbonat

das zeug wird alk nicht lange aushalten ...unter umstände

Subject: Aw: Derminator Kartusche säubern/ desinfizieren ?

Posted by [JimmyT](#) on Sun, 14 Aug 2016 14:28:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich lege meine Kartuschen immer unter der Woche in eine alte Kontaktlinsendose mit Softasept. Mach ich seit ca einem Jahr so. Alle 6 Monate dann einfach mal eine neue Kartusche nehmen.

Wirklich sauber kriegt man die Dinger nicht. Was noch ein bisschen hilft, ist mit der Nadel in Wasser/Softasept zu stampen. Das schleudert zumindest einen Teil der Haut- und Blutfetzen raus.

Wasser würde ich beim Derminator generell eher vermeiden (auch bei Spritzen). Irgendwann lagert sich da Kalk ab und erhöht die Reibung.

Wer sich einen Derminator zulegen will dem würde ich auch noch empfehlen gleich ein paar extra Magneten mit zu bestellen. Kosten fast nichts und können schon mal verkalken oder verloren gehen.
