

“ xxxx schrieb am Mon, 10 February 2014 17:55

wollt kurz Fragen ob ich das mit der ru-dut Mischung richtig verstanden hab:

- 2 gemörserte Dut tabs in ein 20ml Braunglas geben
- 2ml iso dazu und 24h ziehen lassen. (gelegentlich schütteln)
- dann 8ml Bifon zugeben und nochmal schütteln

24h ziehen lassen. (gelegentlich schütteln)

“ Zitat:

-warten bis es sich abgesetzt hat

24h

“ Zitat:

und dann den Überrest mit einer Spritze absaugen und in ein weiteres 20ml braunglas geben
-dazu dann 300mg ru geben und warten bis es sich vollständig gelöst hat

schütteln

“ Zitat:

Dann täglich 1-2 ml mit einer Pipette/Spritze auftragen.

ja