

---

Subject: Team Prohair 2400 grafts

Posted by [Prohairclinic](#) on Thu, 13 May 2010 12:50:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Eine FUE behandlung uber 2 tagen.

Der patienten hat eher dunne haren, wobei auch leider der haar per graft 'nur' 1.83 betragt (meisten ist 2.00-2.30)

Daher haben wir in zusammsprache mit der patienten einem eher conservativen losung gefunden.

Dichte :

Seitlich, also gebieten ohne haren : +- 50 grafts cm2

Mittel : gebiet mit existierende haren : +- 35 grafts cm2 eingesets.

Bild : vor der behandlung

---

### File Attachments

1) [DSC09892.JPG](#), downloaded 1346 times

