
Subject: 3000 graft 0-12 monaten Prohairclinic
Posted by [Prohairclinic](#) on Tue, 05 Mar 2013 12:14:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei dieser patienten aus Deutschland wurde 3000 grafts verteilt uber eine grosse flache. Dichte +- 40 grafts cm2.

Der patienten war sehr zufrieden, und wir haben vor einigen wochen seine tonsur behandeld mittels 1500 graft.

mfg,

File Attachments

1) [Gaetano 2.jpg](#), downloaded 363 times



2) [Gaetano 1.jpg](#), downloaded 400 times

