
Subject: Warum wir ausschliesslich Tricopigmentation - Beauty Medical- benutzen -
Posted by [Prohairclinic](#) on Tue, 12 Apr 2016 10:02:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

(google übersetzung <http://www.smpclinics.com/why-tricopigmentation/>)

Warum sollten Sie ein Beauty Medical tricopigmentation Partnerklinik, wie Prohairclinic, für Ihre Kopfhaut micropigmentation Verfahren wählen, ist einfach.

Beauty Medical tricopigmentation ist so konzipiert, Haare zu imitieren. Kein anderes System wurde von Grund auf neu entwickelt, um die feinsten, natürlichen Pigment-Haarwiederherstellung System in der Welt zu bieten. Tricopigmentation von Schönheit Medical ist anders, dass es nicht einfach eine Tätowierung oder Tintenzufuhrsystem ist modifiziert Haar zu replizieren.

Es ist eine ganz individuelle System, das sonst für die Replikation von Haar, und nichts ausgelegt ist.

Das Tricopigmentation-System

Das beinhaltet:

Kundenspezifische Nadeln - Schönheit Medical tricopigmentation Nadeln wurden von deutschen Ingenieuren über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgelegt.

Selbst jetzt, Forschung und Entwicklung weiterhin die am weitesten fortgeschrittenen Nadel Designs erhältlich für Beauty Medical Partnerkliniken zu versichern. Diese Nadeln sorgen für die kleinsten Punkte, die auf die genaueste Wiedergabe der Kopfhaut Stoppeln übersetzt. Andere Kliniken, die Konkurrenten zu Beauty Medical Partnerkliniken sind machen die gleichen Ansprüche aber der Beweis ist in den Ergebnissen. Sie können für sich selbst zu vergleichen.

Kundenspezifische Mechanik - Die Maschine, die Nadeln zu fahren und steuern und das Pigment Lieferung komplett innen und außen angepasst. Die aktuelle Beauty Medical Tricopigmentation Maschine ist das Ergebnis einer nicht enden wollenden Forschungs- und Entwicklungsprozess. Beauty Medical ruht nie auf seinen Lorbeeren aus und wird immer nach Wegen suchen, die Verbesserung der Maschinen anzuwenden verwendet, um die Tricopigmentation System zu fahren. Durch die kontinuierliche Unterstützung mit unseren Partnerkliniken sind neue Maschinen als Updates zur vorherigen Maschinen zur Verfügung, so dass jeder Beauty Medical Partner Klinik immer Zugang hat zu den aktuellsten Geräten, die das Ergebnis von Jahren der Verfeinerung ist.

Software - Die Schönheit Medical Tricopigmentation Maschine ist computergesteuert, so dass die Software gut geschrieben werden muss und effciently ausgeführt, um richtig die Maschine zu steuern. Dazu gehört auch die Geschwindigkeit der Nadel Schwingung und zusätzliche proprietäre Fähigkeiten, die die natürlichsten Ergebnisse möglich bei der Bereitstellung zu

unterstützen, die alle aus eigener Software gesteuert ausschließlich für die Schönheit Medical tricopigmentation System konzipiert.

Benutzerdefinierte Pigmente - Beauty Medical ist seit Jahren mit dem größten Pigmenthersteller in Europa gearbeitet individuelle Pigmente Beauty Medical Spezifikationen entwickelt, um zu liefern. Keine andere Kopfhaut micropigmentation Unternehmen der Welt hat Zugang zu den benutzerdefinierten Pigmente hergestellt ausschließlich für Beauty Medical und Partnerkliniken. Alle Pigmente werden hergestellt, um EU-Standards entsprechen, die die strengsten Pigment-Standards in der Welt sind. Die Standards und Anforderungen für alle Farben, Tinten und in Europa hergestellten Pigmente können hier in der Europäischen Union Datenbank für Tattoo und Permanent Make Up zu finden.

Technik - Was gut ist, die besten Maschinen, Werkzeuge und Pigmente, die in der Welt, wenn Sie nicht wissen, wie es zu benutzen, um es ultimative Potenzial ist? Milena Lardi von Beauty Medical verfügt über langjährige Erfahrung, um die meisten natürlichen Haar Replikation Ergebnisse in der Welt zu schaffen, und sie hat für das Erreichen dieser Ergebnisse auf einer einheitlichen Basis hochwirksame Techniken entwickelt. Dazu gehören Techniken für "Füllstoff" Verfahren Dichte Verdünnung oder transplantierten Skalps zu addieren oder die "rasierten-Effekt" für Haarausfall leiden zu schaffen, die sich entschieden haben, ihre Kopfhaut zu rasieren und für die Stoppel Replikation für das Auftreten einer vollen Haar wünschen. Dazu gehört auch die exklusive Beauty Medical 3D Shaved Effect TM Verfahren möglich von Milena Lardi für die realistischste und natürliche rasierte Kopfhaut Erscheinungsbild entwickelt.

Peace of Mind - Schönheit Medical tricopigmentation ist einzigartig, da es sich um eine temporäre Prozedur, die für bis zu zwei Jahre dauern kann. Dies ermöglicht eine künstlerische Änderungen wann und bei Bedarf auf der Grundlage der sich ständig ändernden Trends in der Styling-Optionen, die unweigerlich im Laufe der Zeit schwanken. Wenn ein junger Patient eine starke, aggressive Haar erstellt von einem Beauty Medical Partnerklinik hat, kann sie haben es verändert und veränderte natürliche Rezession zu imitieren, wenn es die zu erwartenden Veränderungen zu reflektieren verblasst, die, wie wir auftreten altern. Sie wollen nicht mit der Haaransatz eines 20 Jahre alten geklebt werden, wenn Sie ein Alter nähern, wo dies nicht mehr natürlich. Und weil tricopigmentation vorübergehend ist es besteht keine Notwendigkeit für kostspielige und schmerzhaft Laserentfernungs Sitzungen, die Vernarbung und die zusätzliche Haarausfall führen kann.

Das Ergebnis wird einfach im Laufe der Zeit verschwinden mit absolut null Beweise dafür, dass jede tricopigmentation durchgeführt wurde, mit zu beginnen. Es funktioniert einfach!

Ergebniss Prohairclinic Tricopigmentation

File Attachments

1) [before and after tricopigmentation.jpg](#), downloaded 550 times



Subject: Aw: Warum wir ausschliesslich Tricopigmentation - Beauty Medical-
benutzen -

Posted by [Eunaldo](#) on Tue, 12 Apr 2016 11:44:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier sind ja zum Teil viele Ergebnisse von euch präsent. Wäre vielleicht mal ganz nett, den
Preis dazu zu schreiben, da das Ganze ja nicht ganz so günstig ist!

Subject: Aw: Warum wir ausschliesslich Tricopigmentation - Beauty Medical-
benutzen -

Posted by [Prohairclinic](#) on Mon, 18 Apr 2016 08:04:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Unsere preisen, FUE und Micro Haar pigmentation, finden sie gerne zuruck auf unsere hompage :
<http://www.prohairclinic.com/de/>

In der Preisangaben ist wie immer 21% Mwst enthalten.

mfg,

Subject: Aw: Warum wir ausschliesslich Tricopigmentation - Beauty Medical-
benutzen -

Posted by [chrisan](#) on Mon, 18 Apr 2016 12:44:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Prohairclinic schrieb am Mon, 18 April 2016 10:04Hallo,

Unsere preisen, FUE und Micro Haar pigmentation, finden sie gerne zuruck auf unsere hompage :
<http://www.prohairclinic.com/de/>

In der Preisangaben ist wie immer 21% Mwst enthalten.

mfg,

hier direkt:

<http://www.prohairclinic.com/de/preisen/preisen-preisinformation-micro-haar-pigmentation-mikrohaarpigmentierung>
für den gesamten Oberkopf (4 zonen) 2600 € ...
