
Subject: Home Meso Maschine

Posted by [Haar_Challenge_2021](#) on Thu, 06 Dec 2012 13:08:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

Ich habe nun eine Meso Maschine gekauft für den Heimgebrauch.

Das Gerät hat 2 Metal köpfe welche über ein Kabel an der Maschine Angeschlossen sind. Bei dem einten Metal Kopf kann man in ein kleines Behältnis Flüssigkeiten (Serum) geben welches dann auf die Kopfhaut tröpfelt.

Die 2 Metalköpe sind sozusagen + und - Pol und man spuert den Strom der durch die Kopfhaut Fliest.

Ziel ist es Protein Kanele durch induzierten Strom anzuregen um die Wirkstoffaufnahme massiv zu verbessern. Dafür gabs den Nobel Preis in Medizin (glaub 2006)

Ich habe es gestern zum ersten mal ausprobiert und Proben halber auch nur 10 Minuten. (Angeblich sollte man es 30 Minuten durchführen)

Ich konnte feststellen das die Haut Massiv durchblutet war (rot für ein paar Sekunden) und das Serum (Spectral F7) sofort resorbiert wurde.

Nächste Woche werde ich es nochmals Anwenden.
