
Subject: Topisches Fin+Min Produkt verdünnen
Posted by [Etdes](#) on Thu, 13 Feb 2020 13:24:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
ich habe mir auf minoxidilmax das DualGen 15 Plus geholt. Überraschenderweise ist es auch durch den Zol gekommen.
1 Flasche, 60ml, enthält:

Minoxidil: 15.0%
Finasteride: 0.1% (1mg of finasteride in 1 mL)
Azelaic acid: 5%
ABN Complex TM : (0.8%) (Propertiär)
Retinol: 0.025%
Caffeine: 0.001%

Ich würde es gerne auf 180mL verdünnen (da ich dann die gewünschte Konzentration von Min und Fin habe, 5% Min und 0.33/mg Fin pro mL). Welche Lösung würdet ihr mir zum Verdünnen empfehlen? Vielen Dank!
