

---

Subject: Mischung Finasterid

Posted by [Hugo1234](#) on Sat, 21 May 2022 17:16:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hi,

habe ein topisches Fin mit 0.05 % und folgendes Minox 2% ohne Alk:

<https://www.einhorn-hh.de/einhorn-minoxidil-sensitiv-ohne-alkohol-08116593>

(Wirkstoff: Minoxidil

Weitere Bestandteile: Wasser, Citronensäure, Neutralöl, Glycerin, Macrogolstearat, Sorbitanmonostearat, Carbopol 940, Trometamol)

Möchte das Fin auf 0.005% strecken.

Dazu einfach 1ml Fin mit 9ml Minox mischen ?

(Musste einen neuen Thread eröffnen da im letzten nicht darauf eingegangen wurde)

---