

---

Subject: Wounding/Dermaroller/Dermapen 1,5mm blutet kaum

Posted by [matt82](#) on Sun, 03 Mar 2024 12:12:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Leute,

in letzter Zeit nadel ich mit dem dem elektr. Dermapen bei 1,5mm und es blutet kaum.

- 1) Sollte ich auf <2mm gehen (nur Wounding keine Wirkstoffeinbringung)?
- 2) Ist hervortretendes Blut ein Gradmesser für wirksame Durchblutung?

In der Vergangenheit nutzte ich einen 1mm Dermaroller wie einen Schnitzelhammer, damit sich die längeren Haare nicht verfangen. Da strömte das Blut regelrecht trotz geringer Tiefe. Die Nadeln vom Dermapen sind viel filigraner. Ich könnte also tiefer gehen ohne Schaden anzurichten? Obwohl das Wounding ja erwünscht ist...

PS.: Eine Haartransplantation ist bei mir ausgeschlossen

---