

---

Subject: Spritzen und Kanülen für Topicals  
Posted by [SCWRG](#) on Thu, 02 May 2024 10:32:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich hätte eine Frage dazu, wie ihr eure Topicals auftragt. Ich finde die (oft mitgelieferten) Tropfpipetten nicht optimal und würde gerne auf Spritzen umsteigen.

Hier (<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/24049/>) hat pilos vor ein paar Jahren B.Braun Injekt® F PZN 0896456 empfohlen und die Spritzen kann man heute immer noch kaufen ([https://www.medizinfuchs.de/?params%5Bsearch%5D=00896456&params%5Bsearch\\_cat%5D=1](https://www.medizinfuchs.de/?params%5Bsearch%5D=00896456&params%5Bsearch_cat%5D=1))

Soweit, so gut.

Aber zur Spritze soll man "eine stumpfe 40 mm Kanüle" verwenden:  
"Mittels einer Pipette oder einer 1 mL Spritze (z.B.: B.Braun Injekt® F PZN 0896456) und einer stumpfen 40 mm Kanüle. Durchmesser egal, die Spitze der Kanüle wird abgeschliffen".

Meine Fragen wären:

- 1) Wozu braucht man zusätzliche eine Kanüle? Mit der Spritze alleine könnte man doch schon die Flüssigkeit des Topicals (z.B. Minoxidil) aufziehen und anschließend auf der Kopfhaut auftragen. Ist es nicht ungünstig, mit einem Metallding, auch wenn stumpf, über die Kopfhaut zu fahren?
- 2) Warum muss die Spitze der Kanüle abgeschliffen werden, wenn sie eh stumpf ist?
- 3) Hätte jemand einen Beispiellink für die Kanülen? Einfach so was?:  
<https://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/6107638/sterican-kanuelen-stumpf-18g-1-2-x-40-mm.htm>

Ich kann mir das Ganze noch nicht so gut vorstellen, ich habe mit diesen Dingen bisher nicht hantiert.

Danke schon mal! :nod:

---