

---

Subject: Lace Klebeprodukte

Posted by [Kiesel](#) on Wed, 29 Jul 2020 09:10:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Moin. Also ich bin ja schon länger haarteil Träger. Kennt ihr das, wenn der Kleber auf der Kopfhaut gefuehlt ewig hält aber die lace nicht richtig auf dem kleber klebt? Sicherlich ist ein Problem das ich den ghostbond verwende, der nicht so wasserfest ist und nach dem Duschen löst sich die lace halt immer leicht. Wenn ich dann trockenfoehne und das haarteil wieder andruecke haelt es wieder. Gibt es Produkte die man evtl auf das Netz sprüht um den halt zu unterstützen? Oder gute flüssigkleber welche auch wasserfest sind und keine Schlieren ziehen wie zb der ultra hold?

Beim Duschen verwende ich von Pro hair labs das 3 Stufen Programm. Shampoo. Conditioner und leave in conditioner. Fuer die Haare sicherlich super aber seitdem ich die Produkte benutze scheint der Halt des haarteils nachgelassen zu haben

---

---

Subject: INFO: Lace Klebeprodukte --- Kommentar

Posted by [Tolle-und-Locke](#) on Wed, 29 Jul 2020 09:48:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mögliche Gründe

Optisch nicht erkennbare Kleberückstände sammeln sich mit Nutzungsdauer an, beschichten das Basismaterial und beeinträchtigen somit den Halt zwischen Montur und Klebemittel.

---> Intensivreinigung nach Lehrbuch

Manche Klebeentferner verfügen über Inhaltstoffe, die sich kontraproduktiv bei Neuverklebungen auswirken.

---> "Transdermal Type II Remover" und/oder "Ghost Buster" aus dem Hause PHL

Tipps/Alternativen

Bei der Verklebung Haarsystem für 60 Sekunden wirklich sehr fest an den Kopf drücken. Perfekte Klebevorbereitung natürlich ohne Wenn und Aber vorausgesetzt.

"Ghost Bond Platinum" anstelle von "Ghost Bond Classic/XL" ausprobieren. Nächster Schritt bei anhaltender Unzufriedenheit "Bio Soft Loc Plus" und/oder "A/B Adhesive" bzw. "Walker Signature Adhesive".

Hinweis(e)

Flüssigkleber auf Wasserbasis sind und waren niemals praktisch wasserfest. Egal welcher Hersteller. Nur Spezialflüssigkeber, die automatisch weniger sensitiv sind, erfüllen diese Voraussetzung.

Grüße und eine extra Portion Wohlbefinden in diesen Tagen  
Tolle & Locke-Team

---

---

Subject: Aw: Lace Klebeprodukte  
Posted by [Kiesel](#) on Wed, 29 Jul 2020 12:02:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Super vielen Dank erstmal für die Tipps. Ich melde mich ob ich Erfolg hatte damit:)

---

---

Subject: Aw: INFO: Lace Klebeprodukte --- Kommentar  
Posted by [TD](#) on Fri, 31 Jul 2020 19:33:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Tolle-und-Locke schrieb am Wed, 29 July 2020 11:48

Mögliche Gründe

Optisch nicht erkennbare Kleberückstände sammeln sich mit Nutzungsdauer an, beschichten das Basismaterial und beeinträchtigen somit den Halt zwischen Montur und Klebemittel.

---> Intensivreinigung nach Lehrbuch

Manche Klebeentferner verfügen über Inhaltstoffe, die sich kontraproduktiv bei Neuverklebungen auswirken.

---> "Transdermal Type II Remover" und/oder "Ghost Buster" aus dem Hause PHL

Tipps/Alternativen

Bei der Verklebung Haarsystem für 60 Sekunden wirklich sehr fest an den Kopf drücken.  
Perfekte Klebevorbereitung natürlich ohne Wenn und Aber vorausgesetzt.

"Ghost Bond Platinum" anstelle von "Ghost Bond Classic/XL" ausprobieren. Nächster Schritt bei anhaltender Unzufriedenheit "Bio Soft Loc Plus" und/oder "A/B Adhesive" bzw. "Walker Signature Adhesive".

Hinweis(e)

Flüssigkleber auf Wasserbasis sind und waren niemals praktisch wasserfest. Egal welcher Hersteller. Nur Spezialflüssigkleber, die automatisch weniger sensitiv sind, erfüllen diese Voraussetzung.

Grüße und eine extra Portion Wohlbefinden in diesen Tagen

Tolle & Locke-Team

Hi

kannst Du zu den genannten Klebern, vor allem von PHL, noch ein paar Worte verlieren ? Ich habe die auch schon auf deren Webseite gesehen nur weiß ich nicht so richtig was damit anzufangen. Gibts den überhaupt hier in annehmbaren Größen zu kaufen ? Den Walker würd ich gerne mal probieren leider gibts den nur in 100 ml das ist mir etwas zu viel für ne Probe.

---

Subject: INFO: Klebemittel auf Wasserbasis, Acrybasis, Silikonbasis  
Posted by [Tolle-und-Locke](#) on Sat, 01 Aug 2020 06:21:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

TD schrieb am Fri, 31 July 2020 21:33Hi

kannst Du zu den genannten Klebern, vor allem von PHL, noch ein paar Worte verlieren ? Ich habe die auch schon auf deren Webseite gesehen nur weiß ich nicht so richtig was damit anzufangen.

Flüssigkleber gibt es auf Wasserbasis, Arcylbasis, Silikonbasis und letztlich, der Vollständigkeit halber noch die sogenannte Hard Bonds/Superkleber.

Im Hinblick auf Verträglichkeit und Anwendbarkeit wird mit den bekannten weißen Flüssigklebern, sprich wasserbasierten Soft Bonds, begonnen.

Lässt sich bei "perfekter" Vorbereitung und Anwendung kein zufriedenstellendes Klebeergebnis erzielen, muss eine Stufe höher gewechselt werden - klare Flüssigkleber auf Acryl- bzw. Silikonbasis.

Im Hause PHL wären das "A/B Adhesive" und Bio Soft Loc Plus". Letzterer kommt sogar in medizinischer Qualität.

Im Hause Walker Tape ist "Signature Adhesive" die entsprechende Acrylversion.

Aktuell sind diese 3 Flüssigkleber sinngemäß das (technische) Non-Plus-Ultra. PHL ist uns persönlich wegen dem sehr hohen Sicherheitsanspruch besonders sympathisch.

Hard Bonds/Superkleber sind hingegen nur für Ausnahmesituationen und extrem versierte, langjährige Träger geeignet. Quintessenz: Finger weg!

... und wer noch mehr erfahren möchte, sollte einfach eine Beratung buchen ;)

Grüße und eine extra Portion Wohlbefinden in diesen Tagen  
Tolle & Locke Team

---

---

Subject: INFO: Proben und Sondermengen von Flüssigkleber  
Posted by [Tolle-und-Locke](#) on Sat, 01 Aug 2020 06:34:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

TD schrieb am Fri, 31 July 2020 21:33 "Bio Soft Loc Plus" und/oder "A/B Adhesive" bzw. "Walker Signature Adhesive".[/b]

Gibts den überhaupt hier in annehmbaren Größen zu kaufen ? Den Walker würd ich gerne mal probieren leider gibts den nur in 100 ml das ist mir etwas zu viel für ne Probe.

Wir bieten handabgefüllte Proben und kleine Sondermengen von allen Flüssigklebern an!

Bei Interesse direkten telefonischen bzw. E-Mail Kontakt an unsere offizielle Adresse, da auf alopezie.de keine Verkaufsberatung erfolgen darf/kann/soll.

Unabhängig davon, ein Blick in unsere Preis-/Artikelliste, siehe temporäre Webseite, zur ersten Orientierung kann sicherlich nicht schaden ;)

Grüße und eine extra Portion Wohlbefinden in diesen Tagen  
Tolle & Locke Team

---

---

Subject: Aw: Lace Klebeprodukte  
Posted by [TD](#) on Sat, 01 Aug 2020 09:46:11 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Besten Dank ! Ich melde mich

---